


PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER AC 17R

Datum: 27.02.2026

DEUTSCH



Langklammer für Zug- und Reißtests

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Lieferumfang: 1 Stück

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	AC 17R
Modell-Reihe	AC
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Klemmen & Spannzeuge
Produkt-Verwendungsart	Handelsstücklistenelement;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761122789
Zolltarifnummer	90278990

Technische Daten - Primär

Max. Kraft	500 N
Max. Breite der Klemme	8 mm

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Stahl
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	8×40×18,5 mm

Technische Daten - Messsystem

Befestigungsgewinde	Gewindebohrung M6
---------------------	-------------------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	kein Gefahrgut
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH