


## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# SAUTER AFH 06

Datum: 27.02.2026

DEUTSCH



Druckscheibe aus Aluminium, 10 mm stark, für Drucktests bis 5 kN, Ø 110 mm, Außengewinde: M12

---

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



### BESCHREIBUNG

- Ø 110 mm
- Material: Aluminium
- Lieferumfang: 1 Stück

### SPEZIFIKATIONEN

#### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	AFH 06
Modell-Reihe	AFH
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Klemmen & Spannzeuge
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761122529
Zolltarifnummer	90249000

#### Technische Daten - Primär

Max. Kraft	5 kN
------------	------

#### Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Aluminium
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	110×110×20 mm

#### Technische Daten - Messsystem

Befestigungsgewinde	Außengewinde M12
---------------------	------------------

#### Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Minimale Lagertemperatur	-10 °C

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	110×110×20 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,60 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	kein Gefahrgut
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Lieferzeiten	1 d

## FUNKTIONEN

Standard

