


PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER AD 0020

Datum: 27.02.2026

DEUTSCH



Backen mit Pyramidengrip

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Lieferumfang: 1 Paar

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Modell-Artikel-Code | AD 0020 |
| Modell-Reihe | AD |
| Sortiment | Sauter |
| Produkt Segment | Kraftmesstechnik |
| Produktgruppe | Klemmen & Spannzeuge |
| Produkt-Verwendungsart | Handelsstücklistenelement;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761174795 |
| Zolltarifnummer | 90278990 |

Technische Daten - Primär

| | |
|------------------------|-------|
| Max. Kraft | 100 N |
| Max. Breite der Klemme | 15 mm |

Technische Daten - Konstruktion

| | |
|----------------------------|------------|
| Werkstoff | Stahl |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 15×15×8 mm |

Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C |
| Minimale Lagertemperatur | -10 °C |

Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|--|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 15×15×8 mm |
| Bruttogewicht | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| UN-Nummer | kein Gefahrgut |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g |
| Lieferzeiten | 14 d |

FUNKTIONEN

| |
|----------|
| Standard |
|----------|

