

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN PCB-A01

Data: 04.12.2025

ITALIANO



Image not
available

Funzionamento a batteria interna, durata operativa fino a 48 h, tempo di carica ca. 8 h, funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie, escludibile

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	PCB-A01
Modello-Serie	PCB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessories (Printer, etc)
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761085657
Modello precedente	PCB-A06
Numero di tariffa doganale	85075000

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Adattatore di rete	Batteria e alimentazione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	70×100×100 mm
Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3496
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	82,92 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 82,92 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo 0 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard