

## BROCHURE PRODUIT

---

# SAUTER AFH 12

Date: 27.02.2026

FRANCAIS



Adaptateur RS-232 / USB

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

- Pour raccordement des périphériques avec interface USB, convient à toutes les balances et instruments de mesure avec une sortie RS-232
- Contenu de la livraison : adaptateur, câble d'extension USB
- Le câble d'interface pour la balance doit être commandé séparément (voir la page d'article de la balance correspondante)

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AFH 12
Model-Serie	AFH
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Bancs d'essai (motorisés)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761122550
Numéro de tarif douanier	90249000

### Données techniques - Construction

Matériau du boîtier	plastique
---------------------	-----------

### Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×105×60 mm
-----------------------------------	---------------

Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pas de marchandises dangereuses
Composant de l'emballage - par poids - plastique	20 g
Délai de livraison	1 d

## FONCTIONS

Standard

