


## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# SAUTER AC 17

Fecha: 27.02.2026

ESPAÑOL



Pinza larga para pruebas de tracción y desgarro

---

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

- Alcance de suministro: 2 piezas

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	AC 17
Serie de modelos	AC
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Pinzas y herramientas de sujeción
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761122406
Número del arancel aduanero	90278990

### Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	500 N
Máx. Anchura de la abrazadera	8 mm

### Datos técnicos - Construcción

Material	acero
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	8×40×18,5 mm

### Datos técnicos - Sistema de medición

Roscas de montaje	Agujero roscado M6
-------------------	--------------------

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	150×100×10 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente del embalaje - por peso - plástico	10 g
Plazo de entrega	1 d

### FUNCIONES

Standard
----------

