

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN PCB-A01

Fecha: 04.12.2025

ESPAÑOL



Image not
available

Uso con acumulador interno, funcionamiento hasta 48 h, tiempo de carga aprox. 8 h, función de auto desconexión para ahorrar energía, desconectable

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PCB-A01
Serie de modelos	PCB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accessories (Printer, etc)
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	4045761085657
Modelo predecesor	PCB-A06
Número del arancel aduanero	85075000

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Adaptador de red	Batería y suministro de energía

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	70×100×100 mm
Peso bruto	0,40 kg
Peso neto	0,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3496
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g

Componente de embalaje - por peso - cartón	82,92 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	82,92 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard
