

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER AC 22R

Datum: 27.02.2026

DEUTSCH



Standard-Schraubspannklemme für Zug- und Reißtests

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Lieferumfang: 1 Stück

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	AC 22R
Modell-Reihe	AC
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Klemmen & Spannzeuge
Produkt-Verwendungsart	Handelsstücklistenelement;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1122826
Zolltarifnummer	90278990

Technische Daten - Primär

Max. Kraft	500 N
Max. Breite der Klemme	30 mm

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Technische Daten - Messsystem

Befestigungsgewinde	Gewindebohrung M6
---------------------	-------------------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
--------------------------------	---------------

Bruttogewicht	0,15 kg
Nettogewicht	0,15 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	kein Gefahrgut
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

